

Производитель: Shenzhen Naipo Technology Co. Ltd, No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu, Longgangqu, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)

Поставщик: ООО «Форевер-Мобил» г.Минск ул. Кульман 9 пом.17
гарантия 12 месяцев с момента покупки.

Срок службы 24 месяца.

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис» г.Минск Кульман9,
Торговый центр «Монетка», сектор 5, место 10

8 029 366-33-22 (Velcom),

8 033 366-33-22 (МТС)

Понедельник - выходной.

Все остальные дни с 10 00 до 19 00 без обедов.

ЕАС - Устройство соответствует требованиям техническому регламенту-
Таможенного Союза



Технические характеристики:

Форм-фактор: накидка на плечи

Материал: искусственная кожа, дышащая сетка

Основное назначение: массаж шейно-воротниковой зоны

Дополнительные возможности: массаж живота и поясницы

Тип массажа: разминающий Шиatsu

8 вращающихся 3D-роликов: 4 крупных и 4 мелких

3 уровня интенсивности массажа: низкий, средний, высокий

Инфракрасный подогрев

Управление: 4 кнопки

Вес: 1800 г

В комплекте:

Сетевое зарядное устройство

Автомобильное зарядное устройство

Naipo

**Массажер для шеи, плеч, живота и поясницы
Шиatsu с подогревом Naipo MGS-801**

Инструкция по эксплуатации:



МЕСТО ХРАНЕНИЯ:

1. Храните массажер в сухом прохладном месте.
2. Не храните массажер в ванной или во влажной среде с высокими влажностью.
3. Не размещайте массажер рядом с камином, обогревателем, печью, духовкой или печью.

Накидка Nairo медленно и мягко массирует биологически активные точки шейно-воротниковой зоны. Такой массаж восстанавливает мышцы, снимает усталость и напряжение, устраняет болезненные ощущения и гармонизирует душевное состояние.

Привыкайте к массажу постепенно. Для начала достаточно одного сеанса в день по 10-15 минут. Если ваша проблема – переутомление и головные боли, рекомендуем этим и ограничиться. Благодаря гибкой и анатомической форме, вы можете использовать массажер Nairo не только для массажа шейно-воротниковой зоны. Расположите на животе, чтобы промассировать мышцы брюшного пресса после интенсивной тренировки. Расположите в области спины, чтобы снять усталость и напряжение с поясницы.

Пульт управления



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:


Описание проблемы	Причина	Решение проблемы
Массажер не включается	Разъем питания подключен неправильно	Подключите вилку к розетке
	Питание выключено	Отсоедините адаптер и снова подключите его
	Нет питания	Нажмите кнопку выкл, чтобы включить массажер. Попробуйте использовать другую розетку
Массажер поворачивается	разъем питания не зафиксирован	электрпитания или проверьте розетку автомобиля.
Самостоятельно	Сработал 15-минутный таймер	Массажер имеет таймер и отключается самостоятельно через 15 минут. Нажмите кнопку включения, чтобы начать работу заново
Защита от перегрева активируется во время массажа	Массажер имеет функцию защиты от перегрева и отключается при перегреве.	Подождите, пока массажер остынет, прежде чем включать его снова.

Примечание: Не рекомендуется использовать массажер для более чем 30 минут подряд.

1

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Массажер имеет встроенный таймер, и он автоматически отключается через 15 минут. Вы можете нажать кнопку включения, чтобы начать еще одну 15-минутную сессию. Примечание. Во избежание возможного перегрева устройства не рекомендуется использовать массажер более 30 минут подряд.
 2. Массажер имеет функцию защиты от перегрева и отключается, если он перегревается. Подождите, пока массажер остынет, прежде чем снова нажать кнопку питания.
 3. Не используйте массажер под прямым солнечным светом или при любой высокой температуре.
 4. Не используйте массажер в ванной, ванночки или в любой обстановке с высоким уровнем влажности.
 5. Отключите питание, когда массажер не используется.
 6. Всегда отключайте питание перед чисткой массажера
 7. Не чистите массажер с помощью моющего средства или какой-либо жидкости.
 8. Протрите массажер сухой или влажной тряпкой, чтобы очистить массажер.
 9. Не используйте массажер, если какая-либо часть массажера (включая шнур питания) повреждена.
 10. Не позволяйте детям пользоваться массажером.
 11. Прекратите использовать массажер, если вы испытываете дискомфорт или боль.
 12. Не используйте массажер, если ваше тело мокро.
 13. Не используйте массажер на чувствительной коже.
 14. Не используйте массажер на суставах и костных частях тела.
 15. Не используйте массажер на брюшной полости, если вы беременны. Не используйте массажер при наличии противопоказаний.
- Серьезные сердечно-сосудистые заболевания и повышенное артериальное давление.
Онкологические заболевания.
Травмы позвоночника и остеопороз.
Кожные заболевания (экзема, псориаз) - не следует массировать в пораженной области.
Варикозное расширение вен.
Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме.
Период беременности.



Верхняя часть спины / Шейя




Средняя часть спины



Нижняя часть спины



Бедро / Ноги



Талия



Плечо / Рука

Мнение врачей

Регулярный массаж с помощью массажной накидки поможет: снять болезненные ощущения при радикулите и ревматизме, нормализовать кровообращение и давление, избавиться от головных болей, уменьшить искривление позвоночника у детей или вовсе избавиться от него.

2